

igofor.

Manual Usuario

igofor.



(Figura principal a reemplazar)

¡ADVERTENCIA!

Lea atentamente y comprenda TODAS LAS INSTRUCCIONES antes de utilizar el producto. El incumplimiento de las normas de seguridad y otras precauciones básicas puede provocar lesiones personales graves.

Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y a mano para poder leerlas cuando sea necesario. instrucciones para futuras tareas de mantenimiento.



Tabla de contenido

ADVERTENCIA	2
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	3

1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	6
2. COMPONENTES Y OPERACIONES	8
3.1. Componentes principales	8
3.2. Montaje	9
3.3. Doblar	12
3.4. Especificaciones de conducción	14
3. BATERÍA Y CARGADOR	16
4.1. Batería	16
4.2. Cargo	16
4.3. Instrucciones de carga	17
4.4. Uso y mantenimiento de la batería	17
4.5. Puerto de carga tipo C	17

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	18
GARANTÍA LIMITADA	19

ADVERTENCIA

¡ADVERTENCIA! Un scooter de movilidad no es un juguete. Es un scooter eléctrico. No seguir los procedimientos de operación segura ni las advertencias de seguridad en todo momento podría causar lesiones personales graves o la muerte, además de las lesiones o la muerte de otras personas.

Los símbolos a continuación se utilizan en este manual del usuario y en el scooter para identificar advertencias e información importante. Es fundamental que los lea y los comprenda completamente.

¡ADVERTENCIA!

Indica una condición o situación potencialmente peligrosa. El incumplimiento de los procedimientos indicados puede causar lesiones personales, daños a los componentes o un mal funcionamiento.

¡OBLIGATORIO!

Estas acciones deben realizarse según lo especificado. El incumplimiento de las acciones obligatorias puede causar lesiones personales o daños al equipo.

¡PROHIBIDO!

Estas acciones están prohibidas. No deben realizarse en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia. Realizar una acción prohibida puede causar lesiones personales o daños al equipo.

¡ADVERTENCIA!

El scooter ha sido diseñado y fabricado para ofrecer la máxima seguridad durante su uso normal. Al igual que con todos los productos inalámbricos, se deben tomar ciertas precauciones de seguridad. Conducir un scooter de movilidad requiere una combinación de cualidades y habilidades saludables, como, entre otras: buena visión, fuerza, coordinación, equilibrio y concentración. Si posee estas cualidades y habilidades, va por buen camino.

ENTIENDA ESTAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE OPERAR LA MÁQUINA. NO SEGUIRLAS CORRECTAMENTE PUEDE CAUSAR INCENDIO, EXPLOSIÓN O DESCARGA ELÉCTRICA.

USO PREVISTO

Este scooter eléctrico de tres pliegues está diseñado para proporcionar movilidad sustentable a personas con limitaciones de movilidad que pueden mantener una posición erguida, aún bastante ágiles y capaces de levantar 32 libras, cargarlo y descargarlo y poder montarlo o plegarlo.

Este producto está limitado a superficies duras, planas y uniformes (p. ej., hormigón, asfalto). Si bien entendemos que las capacidades del scooter en exteriores son limitadas, al conducir cerca de obstáculos irregulares, siga las pautas de seguridad descritas en la sección de seguridad de este manual.

*Dispositivo no médico:

Este producto no es un dispositivo médico y no está destinado a ayudar, tratar, diagnosticar o aliviar ninguna condición médica o discapacidad.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes instrucciones y consejos le ayudarán a utilizar su scooter de forma segura. Lea este manual, todas las instrucciones de seguridad y capacitación, y todas las etiquetas de advertencia antes de utilizar el scooter.

TENGA EN CUENTA: el scooter está diseñado para ser utilizado por UNA persona a la vez y NO se recomienda para ninguna persona menor de 14 años.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

- No lleve pasajeros ni exceda el peso máximo permitido de 150 kg/330 lbs.
- Cumplir con las leyes locales durante la operación.
- Compruebe siempre que todos los candados y perillas estén bien cerrados antes de usarlo.
- Subir o bajar únicamente cuando esté completamente detenido sobre una superficie nivelada, con el freno de estacionamiento puesto y la energía apagada.
- Mantenga ambas manos en el manillar y los pies en los pedales mientras conduce.
- Siempre reduzca la velocidad antes de girar y cambiar de dirección.
- Aborde siempre los obstáculos pequeños de forma recta y a baja velocidad.
No intente conducir sobre bordillos, baches, charcos o cualquier otro peligro de la carretera.
- Conduzca con precaución. ¡Conducir de forma imprudente puede provocar un accidente!

2. CONDICIONES DE OPERACIÓN SEGURA:

- No utilizar en el tráfico.
- Tenga mucho cuidado con las pendientes (ver apartado detallado más abajo).
- Evite superficies mojadas, heladas, aceitosas o sin pavimento.
- Nunca transporte objetos/pasajeros que dificulten el funcionamiento.
- Nunca utilices auriculares ni un teléfono móvil para hablar o enviar mensajes de texto mientras conduce.
- No exceda la capacidad máxima de peso.

3. RESTRICCIONES DE PERSONAL:

- Las mujeres embarazadas y los niños menores de 14 años no deben utilizar este scooter.
- Nunca consuma alcohol ni drogas antes ni durante el uso de este scooter.
- Nunca permita que un invitado utilice este scooter a menos que haya leído este manual.
Este producto no debe ser utilizado por personas que no quieran o no puedan hacerse responsables de sus propias acciones.

4. VELOCIDAD:

- MÁX = 15 km/h (9,3 mph), proporciona un par de subida óptimo.

¡ADVERTENCIA!

Controle siempre la velocidad al descender o girar. Una distancia entre ejes corta provoca inestabilidad a altas velocidades o en curvas cerradas. Evite la velocidad máxima durante las curvas.

5. PENDIENTES:

- Evite siempre las pendientes pronunciadas (más empinadas que las rampas para discapacitados estándar).
- Siempre suba o baje en línea recta a baja velocidad. Ajuste la potencia del motor para mantener el impulso en las cuestas.
- Si se detiene en una pendiente ascendente, aplique rápidamente el freno de mano, coloque los pies en el suelo y camine con el scooter hacia arriba o hacia abajo.
- Revise siempre los frenos ANTES de descender. Baje las cuestas a velocidad controlada usando los frenos.

¡ADVERTENCIA!

Evite las velocidades excesivas que pueden asociarse con descensos. La distancia entre ejes corta y el centro de gravedad alto pueden causar inestabilidad a velocidades excesivas.

¡ADVERTENCIA!

No controlar la velocidad o intentar un giro brusco al descender una colina puede provocar lesiones graves o la muerte.

6. VISIBILIDAD Y CONDUCCIÓN NOCTURNA:

- Evite conducir con poca visibilidad. Aunque este scooter está equipado con sistema de iluminación, evite conducir de noche debido al mayor riesgo de accidentes.

¡ADVERTENCIA!

Conducir al amanecer o al anochecer o con poca visibilidad sin luces o reflectores legales es ilegal y peligroso, y puede provocar lesiones graves o la muerte.

7. SEGURO:

- ES POSIBLE QUE SU PÓLIZA DE SEGURO NO OFREZCA COBERTURA PARA ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL USO DE ESTE SCOOTER. PARA DETERMINAR SI SE PROPORCIONA COBERTURA, COMUNÍQUESE CON SU COMPAÑÍA DE SEGUROS O AGENTE ANTES DE USAR EL SCOOTER.

8. ASPECTOS LEGALES:

- Dado que los vehículos eléctricos de más de dos ruedas para un solo conductor se consideran ayudas de movilidad, está permitido y tiene derecho a usarlos dondequiera que camine. Consulte las leyes locales antes de usarlos en la vía pública, ya que las regulaciones varían según la región.

9. NEUMÁTICO:

- Neumáticos de caucho macizo de 8", antipinchazos y sin aire, delanteros y traseros.

10. ALREDEDORES:

- Conduzca su patinete en un entorno controlado, lejos de vehículos, obstáculos y otros peligros. Nunca lo utilice cerca de escaleras o piscinas.

11. TEMPERATURA:

- Recomendado para utilizar en -10°C (14°F) ~ 45°C (113°F).
Prohibido su uso por debajo de -20°C (<-4°F) o por encima de 60°C (>140°F).

12. CONDICIONES CLIMÁTICAS:

- Evite conducir en condiciones húmedas o heladas. Conduzca el patinete sobre superficies irregulares o resbaladizas.

¡ADVERTENCIA!

La humedad o el hielo afectan la tracción, el frenado y la visibilidad de los conductores, otros vehículos y peatones que comparten la vía. El riesgo de accidente aumenta drásticamente en condiciones de humedad o hielo.

13. CONDICIONES DE LA SUPERFICIE:

- El scooter está diseñado para usarse en superficies pavimentadas duras, planas y secas sin residuos sueltos (por ejemplo, arena, hojas, rocas, grava). Puede conducir por tramos cortos de césped o grava, siempre que estén nivelados y razonablemente firmes. Acérquese a ellos a una velocidad moderada. Dependiendo de su peso, es posible que no pueda volver a arrancar en este tipo de superficies desde parado. Además, tenga en cuenta que conducir durante un tiempo prolongado en estas condiciones descargará rápidamente la batería.

¡ADVERTENCIA!

Tenga cuidado con posibles obstáculos que podrían atascar su rueda, obligarle a desviarse bruscamente o perder el control. No conduzca su patinete sobre barro, hierba, agua, hielo ni terreno irregular. Evite baches pronunciados, rejillas de drenaje y cambios repentinos de superficie. Conduzca con cuidado el patinete sobre superficies peligrosas.

14. RESISTENCIA AL AGUA:

- Se han implementado medidas de resistencia al agua, pero circular por agua estancada, lluvia, humedad o barro puede dañar gravemente el patinete. Al estacionar al aire libre, donde pueda llover, cubra los controles del manillar con materiales resistentes al agua para proteger los controles eléctricos. No se preocupe por la lluvia ligera. Evite la lluvia intensa o los charcos. Si es inevitable, cruce los charcos a muy baja velocidad para evitar salpicaduras.

¡ADVERTENCIA!

Nunca sumerja el patinete en agua, ni lo rocíe directamente, ni utilice disolventes para limpiarlo. Su patinete tiene una carcasa de plástico ABS pintada que se limpia fácilmente con un paño húmedo bien escurrido.

¡OBLIGATORIO!

Mantenga las conexiones eléctricas alejadas de fuentes de humedad, como la exposición directa al agua o fluidos corporales, y la incontinencia. Revise si hay signos de corrosión y reemplácelas si es necesario.

15. SEGURIDAD CUANDO NO SE CONDUCE:




- Cuando no esté en uso, coloque el patinete en un lugar seguro, estable y protegido, lejos del fuego, el agua y otros peligros. Cuando esté en posición vertical, especialmente en transporte público en movimiento o en espacios concurridos, preste atención a su estabilidad, ya que un vuelco puede causar lesiones y daños. Sujete siempre el manillar para evitar que se vuelque o se caiga.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Código SKU		EM301	
Categoría		Scooter eléctrico de movilidad	Sistema de 48 V
Parámetro	1	Modo de inicio	Botón
	2	Doblar	Apoyo
	3	Rango de resistencia	20-25 km/12,5-15,5 millas
	4	Velocidad máxima	15 km/h / 9,3 mph
	5	Capacidad de escalada	≤6°
	6	Radio de giro	670 mm/26,38"
	7	Carga máxima	150 kg / 330 libras
	8	norooeste	19 kg / 41,9 libras
	9	Levantar peso (sin asiento ni batería)	14,5 kg / 31,96 libras
	10	GW	22 kg / 48,5 libras
	11	Grado de impermeabilidad	IPx4
Mecánico	12	Material del marco	Aleación de aluminio de grado aeronáutico
	13	Freno	Frenado mecánico + ABS electrónico
	14	Frenos físicos	Frenos de tambor + freno de estacionamiento
	15	Neumático	Goma sólida sin aire antipinchazos de 8"
Electrónico Control	16	Batería	Batería de iones de litio
	17	Capacidad de la batería	5,2 Ah
	18	Motor	350 W
	19	Pantalla de visualización	(Tracción trasera simple)
	20	Luz de cabeza	CONDUJO
	21	Luz trasera	Apoyo
	22	Modo de frenado	Apoyo
	23	Retrogradar	Frenado de mano
	24	Cargador V/A	Apoyo
	25	Tiempo de carga	CC-54,6 V / 2
Tamaño	26	Materiales de embalaje	Cartón + lana perlada
	27	Tamaño abierto	1040L x 695W x 975H mm (41"L x 27,4"W x 38,4"H)
	28	Tamaño plegado	432 largo x 685 ancho x 685 alto mm (17" de largo x 27" de ancho x 27" de alto)
	29	Tamaño de la caja (L*An*Al)	465 mm de largo x 440 mm de ancho x 645 mm de alto (18,3" de largo x 17,3" de ancho x 25,4" de alto)

La velocidad máxima y la autonomía por carga dependen del peso del conductor, la velocidad del viento, la temperatura, el estilo de conducción, la superficie de conducción y la batería. Estado y otros factores. La velocidad máxima real y la autonomía por carga pueden variar.

COMPONENTES Y OPERACIONES



3.1. Componentes principales

Cabeza en T

El T-head integra todos los controles esenciales de conducción, incluyendo un panel de control con pantalla digital, un acelerador con puño giratorio y un freno de mano manual. El T-head también incluye las luces altas y un puerto de carga tipo C.

1) Tirador de remolque:

mejora la usabilidad y hace que **igofor** se pueda tirar y arrastrar.

2) Panel de control con pantalla digital:

Incluye interruptor de encendido/apagado, interruptor de avance/retroceso, interruptor de modo de velocidad (3 velocidades), interruptor de luces altas y traseras, indicador de nivel de batería y pantalla de averías. Consulte la sección detallada a continuación.

3) Acelerador con puño giratorio:

El puño giratorio de aceleración le permite controlar la velocidad del scooter de movilidad cuando se mueve hacia adelante o hacia atrás.

4) Freno de mano manual:


Cuando su scooter de movilidad esté en movimiento, tire de la palanca de freno para reducir la velocidad o detener su scooter de movilidad.

5) Freno de estacionamiento:

Un émbolo que se encaja en la palanca del freno de mano cuando está completamente accionado, bloqueando el patinete y evitando que se mueva. Para desbloquearlo, simplemente vuelva a tirar de la palanca del freno de mano.

Nota: No modifique la palanca de freno de ninguna manera. Si está dañada, contacte con un distribuidor autorizado para reemplazarla. La garantía excluye los daños causados por mal uso o modificaciones no autorizadas.

Panel de control



Panel de control

1) Botón de encendido:

- a. Presione durante 3 segundos para encender/apagar el scooter.

2) Botones de cambio:


- a. Botón "Avanzar": Presiónelo para ajustar al modo de avance.
- b. Botón "Atrás": Presiónelo para ajustar al modo hacia atrás.
- c. Botón "+": Presiónelo para aumentar su velocidad (hasta 3 velocidades).
- d. Botón "-": Presiónelo para disminuir la velocidad. Vuelva a presionar "-" en la velocidad 1 para cambiar al modo Peatón con un icono de persona. En este modo, la velocidad máxima es de 4 km/h.
- e. Botón "Luz": Presiónelo para encender/apagar la luz alta y la luz trasera.

Nota: En marcha atrás, el patinete no puede ajustar las marchas. Se recomienda cambiar de marcha mientras está parado.

3) Pantalla LED:


- a. Indicador de estacionamiento: Se muestra en modo de estacionamiento mediante el parpadeo de la luz trasera.
- b. Indicador de mal funcionamiento: Se muestra cuando hay mal funcionamiento.
- c. Indicador de dirección: muestra el modo actual (adelante/atrás).
- d. Indicador de luz: Muestra cuando las luces están encendidas.
- e. Indicador de nivel de batería: 5 barras para carga completa, cada barra representa el 20% de la capacidad total de la batería.
- f. Indicador de marcha de velocidad: muestra la marcha de velocidad actual antes de la velocidad.
- g. Indicador de velocidad: Muestra la velocidad actual. Pulse brevemente el botón de encendido 4 veces para cambiar entre km/h y mph.
- h. Indicador de modo peatón: visualización en el modo peatón.

Nota: Se activará la señal de advertencia "E03" cuando la batería esté por debajo de 1 barra. Cargue la batería inmediatamente para evitar que se vea afectado el uso normal del dispositivo por agotamiento de energía.



3) Suelte el tubo delantero

Levante para soltar el gancho del tubo delantero. A continuación, gire la perilla de ajuste del manillar (perilla en T) en sentido horario junto al freno de mano; de lo contrario, gírela en sentido antihorario. Presione el botón de empuje del otro lado para aflojar el plegador delantero. Empuje suavemente el tubo delantero hacia adelante hasta que esté completamente abierto. Si el tubo delantero sigue demasiado apretado, sacúdalo ligeramente mientras empuja hacia adelante.



4) Abra el marco

Mantenga sujetado el cabezal en T con una mano. Con la otra, desenganche el plegador del marco levantando el pestillo. Luego, sujete el pestillo plegable para levantar el chasis firmemente mientras mueve el T-head hacia adelante hasta que el scooter se mantenga en pie. Debería oír un golpe del antipinzamiento después de soltar el pestillo plegable. Presione el pestillo plegable hasta que haga clic para asegurar el plegado del chasis.

Nota: Mantenga las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la zona de plegado para evitar lesiones. Este patinete está equipado con un sistema de seguridad antipinzamiento (un cierre de gancho para los dedos y un cierre plegable), pero aun así se requiere precaución.

3.2. Montaje

Para ver las instrucciones en video, visite nuestro sitio web www.igoformobility.com. Le recomendamos ver las instrucciones en video antes de desplegar o plegar su scooter para evitar daños.

Nota: Conserve el conjunto de herramientas para poder utilizarlas cuando sea necesario en el futuro.



1) Instale el cabezal en T


Inserte el cabezal en T en el tubo delantero. Utilice el juego de herramientas para apretar los cuatro tornillos y asegurar el tubo delantero.

2) Abra la horquilla trasera

Abra la horquilla trasera al máximo y luego apriete la perilla giratoria en ambos lados para asegurar.


Nota: Si estas perillas no se aprietan, pueden producirse ruidos anormales durante la conducción.





5) Bloqueo de la carpeta del tubo frontal


Gire la perilla en T en sentido antihorario, o en sentido horario si no está junto al freno de mano, para asegurar el plegador del cuadro delantero. Asegúrese de que esté completamente apretada para reducir significativamente la oscilación del tubo delantero.



6) Despliegue los reposapiés.

7) Instalar el asiento


Utilice una llave hexagonal M5 y 4 tornillos para fijar el asiento a la base. Levante la abrazadera de la tija del sillín en el cuadro para insertarla. Ajuste la altura del sillín hacia arriba o hacia abajo según sus necesidades. Una vez colocado el asiento, baje la abrazadera y asegure la tija.



8) Instale la batería

Sostenga la caja de la batería directamente sobre la base, alineando su riel con la ranura guía de la base para encajarla suavemente hacia abajo. Escuche un sonido de clip para confirmar la ubicación.

¡El igofor, ya está listo para funcionar para usted!



Nota: Tras completar todos los pasos anteriores, puede subirse al vehículo de movilidad y arrancarlo. De lo contrario, podría resultar en una experiencia desagradable o representar un peligro.

3.3. Doblar

Para su comodidad, **igofor**, se puede plegar fácilmente para guardarlo o transportarlo.

1) Apague la alimentación

Asegúrese de que el patinete esté apagado. Mantenga pulsado el botón de encendido del panel de control durante 3 segundos para cortar la alimentación después de usarlo.

2) Levante los reposapiés.

3) Retire la caja de la batería

Presione el botón en la parte superior del compartimento de la batería y extraiga la batería verticalmente hacia arriba.


4) Retire el asiento

Levante la abrazadera del poste del asiento y extraiga el asiento.

5) Doblar la horquilla trasera

Afloje ambas perillas giratorias y doble la horquilla trasera hacia el centro.


Nota: No es necesario aflojar ni quitar completamente los tornillos. El diseño incluye una holgura de ajuste para evitar la pérdida de tornillos y permitir el paso por espacios estrechos.



6) Suelte el tubo delantero

Gire la perilla en T en el sentido de las agujas del reloj, o en el sentido contrario a las agujas del reloj si no está junto al freno de mano.

Presione la parte inferior del otro lado para aflojar la carpeta frontal y doble el tubo frontal hacia adentro hasta formar un ángulo determinado.




7) Plegar el patinete


Mientras sostiene el manillar con una mano, con la otra presione suavemente el segundo pasador de bloqueo del pestillo plegable con el pulgar y levante el pestillo plegable para desbloquear la carpeta del marco.

Sujete el pestillo plegable para levantar el marco plegable hacia arriba y empuje la manija en T hacia adentro para deslizar la rueda delantera más abajo hasta que esté completamente plegada.

Para terminar, cuelga el gancho del tubo delantero en la varilla frente al plegador del cuadro. Una vez fijado el gancho, puedes agarrar el asa para tirar, empujar o levantar el patinete.



Nota: Si va a realizar un plegado a corto plazo, como colocarlo en el maletero del coche o en otro lugar, no necesita quitar la batería, el asiento ni el manillar, ni tampoco necesita plegar la horquilla trasera.



Posición del asiento y ajuste de la horquilla trasera

- Mientras sostiene el manillar con una mano, con la otra presione suavemente el segundo pasador de bloqueo del pestillo plegable con el pulgar y levante el pestillo plegable para desbloquear la carpeta del marco.

¡ADVERTENCIA!

Siéntese después de comprobar que la abrazadera de la tija del sillín esté bien sujeta. De lo contrario, el sillín podría moverse durante la conducción, lo que podría causar lesiones.

- Para pasar por secciones estrechas, se puede ajustar el ancho de la horquilla trasera según sea necesario.

¡ADVERTENCIA!

Se recomienda encarecidamente ajustar la horquilla trasera al máximo durante la conducción. De lo contrario, podría existir riesgo de vuelco.

3.4. Especificaciones de conducción

CONTROL DE SEGURIDAD PREVIO AL VIAJE

Familiarícese con el funcionamiento y las capacidades del patinete. Le recomendamos realizar una revisión de seguridad antes de cada uso para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad.

- Revise los neumáticos: asegúrese de que no estén dañados o excesivamente desgastados.
- Revise las carpetas: asegúrese de que estén bloqueadas correctamente.
- Revise todas las conexiones eléctricas: asegúrese de que estén bien ajustadas y no estén corroidas.
- Verifique las conexiones del cabezal en T y del asiento: asegúrese de que estén bien fijadas.
- Compruebe los frenos: asegúrese de que funcionen correctamente.
- Compruebe la pantalla LED: asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
- Asegúrese de que el scooter esté apagado y el freno de estacionamiento esté puesto.
- Asegúrese de que la temperatura del aire esté entre -20°C/-4°F y 60°C/140°F.
- Colóquese cómoda y segura en el asiento.
- Asegúrese de que sus pies estén apoyados de forma segura sobre los reposapiés.

FUNCIONAMIENTO DEL SCOOTER

- Mantenga ambas manos en el manillar y los pies en los reposapiés en todo momento. Evite acciones que puedan afectar la estabilidad y la visibilidad:

• Sujetar o atar una correa para pasear a su mascota. • Llevar pasajeros/mascotas/objetos. • Remolcar o ser empujado por otro vehículo motorizado.

- Presione el botón de encendido para encender el scooter.
- Suelte el freno de estacionamiento (presione firmemente el freno de mano).
- Comience a una velocidad más baja: gire suavemente el acelerador y aumente la velocidad gradualmente.
- Dirige el vehículo girando el manillar.
- Deténgase soltando el acelerador y apretando el freno de mano.

BAJARSE DEL PATINETE

1. Detenga completamente su scooter.

Asegúrese de que el patinete esté apagado. Mantenga pulsado el botón de encendido del panel de control durante 3 segundos para cortar la alimentación después de usarlo.

¡ADVERTENCIA!

Nunca intente subir ni bajar del patinete con el patinete puesto. Esto evitará que se mueva si pisa el acelerador accidentalmente.

2. Presione el botón de encendido para apagar el scooter.

3. Ponga el freno de mano. Mantenga el freno de mano firmemente puesto, presione el botón del freno de mano y luego suéltelo.

4. Salga del asiento con cuidado y de forma segura y manténgase a un lado.

GIROS

Reduzca la velocidad a una velocidad razonable antes de girar. Tenga mucho cuidado en superficies inclinadas o irregulares. Si se encuentra en una curva cerrada a alta velocidad y la rueda trasera interior se levanta, reduzca inmediatamente la velocidad, reduzca el ángulo de dirección y desplace el torso hacia la rueda que se levanta.

SUBIDAS Y DESCENSOS

Las pendientes requieren especial atención para evitar accidentes. El patinete no está diseñado para subir pendientes pronunciadas o largas. El estándar gubernamental para rampas para sillas de ruedas es de 2,5 cm (1 pulgada) de altura por cada 30 cm (pie) (inclinación de 5°), e **igofor**. está diseñado para una inclinación de hasta 6°. Tenga en cuenta que no todas las rampas se construyen según las normas gubernamentales.

¡ADVERTENCIA!

No se recomienda conducir el scooter en rampas, pendientes o cuestas que no cumplan con las normas gubernamentales para rampas de sillas de ruedas. El scooter puede perder impulso y deslizarse hacia atrás por la pendiente o volcarse.

Consejos:

- Evite pendientes húmedas, heladas, resbaladizas y con grava.
- Sube lentamente, desplaza el peso del cuerpo hacia adelante, comienza en la base, conduce recto y nunca te detengas.
- Descienda lentamente, mantenga las manos en los frenos y evite los giros.
- Si el patinete pierde impulso, aplique rápidamente el freno de mano y ponga ambos pies en el suelo. Bájese del patinete y camine con él.

BORDIGAS

No conduzca sobre bordillos. Deténgase, apague el motor, levante el vehículo o camine alrededor.

¡ADVERTENCIA!

Los bordillos pueden causar vuelcos o daños. Evite conducir cerca de los bordes de los bordillos para evitar que las ruedas se salgan.

BACHES Y CHARCOS

Evite todos los baches y charcos profundos.

¡ADVERTENCIA!

Intentar conducir sobre baches o charcos profundos puede provocar que el producto se vuelque hacia atrás y provocar lesiones graves o la muerte.

Badenes y superficies irregulares

Generalmente, el patinete puede circular por superficies ligeramente irregulares. Debe acercarse a ellas a velocidad reducida y en posición frontal.

USO EN INTERIORES

Al igual que una silla de ruedas eléctrica, generalmente se permite utilizar el scooter dentro de edificios, aeropuertos, centros comerciales, tiendas, teatros, etc.

Las puertas pueden ser un desafío al usar el scooter. Acérquese lentamente a cada puerta, asegurándose de que las ruedas traseras pasen por la abertura. El scooter no puede entrar en puertas con una anchura inferior a 700 mm (27,6 pulgadas) con la horquilla trasera desplegada, ni en un paso inferior a 520 mm (20,5 pulgadas) con la horquilla trasera plegada.

BATERÍA Y CARGADOR

4.1. Batería

Su scooter requiere una batería de iones de litio de 48 V, fácilmente extraíble y reemplazable. El puerto de carga, con cubierta impermeable, se encuentra en la parte superior de la carcasa de la batería.

- Por razones de seguridad, la batería sale de fábrica con una carga de aproximadamente el 50 %.
- Cargue completamente la batería antes del primer uso o después de un largo período de inactividad.
- Antes de retirar la batería, asegúrese de que el patinete esté apagado y sobre una superficie plana. Presione el botón de la batería para extraerla verticalmente.
- Cargue siempre la batería en un lugar limpio, seco y libre de residuos.
- Cargue la batería con frecuencia. No es necesario agotarla por completo antes de recargarla. De hecho, los ciclos frecuentes de carga y descarga parcial prolongarán su vida útil.
- Los daños a la batería debidos al agua, colisiones, almacenamiento inadecuado y otros factores anormales no están cubiertos por la garantía limitada.

4.2. Cargador

- Conecte el cargador a una toma de CA de 100-240 V.
- La luz LED se vuelve roja durante la carga y se vuelve verde una vez que está completamente cargada.
- El tiempo de carga de una batería completamente descargada es de aproximadamente 2,5 horas.
- El cargador provisto tiene una protección contra sobrecarga incorporada para proteger la batería de sobrecargas.
- Revise regularmente el cargador para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas. Si detecta algún daño, no lo use hasta que haya sido reparado o reemplazado.
- Desconecte el cargador del tomacorriente cuando no lo use. Como medida de seguridad, si el cargador deja de cargar porque la batería está llena y necesita reanudarlo, desconéctelo primero para reiniciarlo.
- Utilice únicamente el cargador suministrado con este scooter o un reemplazo especificado por Hatcher.
¡ADVERTENCIA!
No confirmar la compatibilidad ni instalar, operar y mantener correctamente los cargadores, componentes o accesorios puede provocar lesiones graves o la muerte.

4.3. Instrucciones de carga

- 1) Apague el patinete, presione el botón de la batería y retírela verticalmente.
- 2) Abra la tapa impermeable de la batería. Conecte el cargador firmemente al puerto de carga y luego a la fuente de alimentación.
- 3) Después de que la luz del cargador se vuelva verde, desconecte el cargador de la fuente de alimentación y luego desconecte la batería del cargador.
- 4) No conduzca el scooter hasta que la batería esté completamente descargada y el motor esté apagado, de lo contrario la batería se dañará.

Nota: Cuando esté cargando la batería a bordo, asegúrese de que el scooter esté apagado.

4.4. Uso y mantenimiento de la batería

- Cargue siempre la batería a temperatura ambiente. Si la batería se utiliza en un ambiente frío, deje que se caliente durante al menos una hora antes de cargarla. Las baterías frías no se cargarán completamente y sus componentes podrían dañarse.
- Si la batería se calienta durante la carga, desconéctela del cargador. Deje que la batería recupere la temperatura ambiente e intente cargarla de nuevo. Si esto persiste una segunda vez, desconéctela del cargador y contacte con el servicio de atención al cliente.
- Responsabilidad del mantenimiento de la batería: Almacene la batería completamente cargada. Cargue y descargue completamente la batería al menos una vez cada 8 meses para mantener su buen estado.
- No deje el cargador conectado a la batería durante más de 24 horas.
- Cargue la batería únicamente en un área bien ventilada y alejada de materiales inflamables, como telas o alfombras.
- Cuando no use la caja de la batería, manténgala alejada de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer contacto entre los terminales. Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede causar que maduras o un incendio.

4.5. Puerto de carga tipo C

Este patinete está equipado con un puerto de carga tipo C, lo que te permite cargar diversos dispositivos, como smartphones, tablets y smartwatches, mientras viajas. El puerto se alimenta de la batería del patinete, lo que garantiza una cómoda solución de carga durante tus viajes.

Instalación de la batería y nivel de potencia:

Asegúrese siempre de que la caja de la batería esté completamente instalada en el patinete y tenga suficiente carga (recomendado por encima del 20 % de capacidad) antes de usar el puerto de carga. Descargar demasiado la batería puede afectar el rendimiento del patinete.

Compatibilidad de cables:

Utilice únicamente cables de datos tipo C certificados para evitar posibles daños al puerto de carga o a su dispositivo.

Monitoreo durante la carga:

Si nota calor anormal, chispas o ruidos inusuales durante la carga, desconecte inmediatamente el cable y deje de usar el puerto. Revise la batería y los cables para detectar cualquier problema.

Protección impermeable:

Después de cargar, vuelva a insertar el tapón impermeable para proteger el puerto de la humedad, el polvo y los residuos.

Instrucciones de carga:

Retire el enchufe impermeable del puerto de carga y conéctelo al dispositivo mediante un cable de datos con un conector tipo C.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El scooter No lo hace Funcionar	El scooter no está encendido	Encienda el scooter presionando el botón de encendido botón durante 5 segundos
	La batería no está cargada	Cargar la batería
	El freno de mano y el freno de estacionamiento son comprometido inadvertidamente	Asegúrese de que el freno de mano y El freno de estacionamiento no está puesto
	La batería no está bloqueada ni asegurada	Asegure la batería mediante bloqueándola en la carcasa.
	El circuito principal estaba roto	Comuníquese con el servicio de atención al cliente en nuestro sitio web o envíenos un correo electrónico.
El scooter Opera Intermitentemente	La capacidad de la batería es baja, lo que provoca una conducción suave.	Recargar la batería
	La batería no está bloqueada y asegurado en su base	Asegure la batería bloqueándola en la carcasa
	Sobrecarga	No exceda el peso máximo de 150 kg (330 lbs)
	Llevar carrito o equipaje pesado	No lleve ningún tipo de carrito ni equipaje.
	Condiciones de conducción	Evite circular en pendientes y áreas con escombros en la superficie.
Tiempo de viaje corto O corre lento	La batería no está completamente cargada	Cargue la batería hasta que esté completamente cargada
	Batería vieja o dañada	Reemplazar la batería.
	El circuito principal no se conectaba de forma segura	Comuníquese con el servicio de atención al cliente en nuestro sitio web o envíenos un correo electrónico.

GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía limitada es la única garantía para su **igofor**. No existen otras garantías, expresas o implícitas. Los únicos usos de este producto se describen en este manual.

La garantía limitada se extiende únicamente al propietario original y no es transferible a nadie más.

Esta garantía limitada cubre todas las partes del scooter eléctrico triple **igofor** y **es efectiva solo si**:

- El producto está completamente y correctamente ensamblado.
- El producto se utiliza en condiciones normales y para el fin previsto.
- El producto recibe todo el mantenimiento y ajustes necesarios.

El patinete eléctrico plegable **igofor**, **está diseñado únicamente para uso recreativo y de transporte general. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal, los elementos de mantenimiento habituales ni ningún daño, fallo o pérdida causados por un montaje, mantenimiento, ajuste, almacenamiento o uso inadecuados del patinete eléctrico igofor.** Esta garantía limitada quedará anulada si el producto:

- Utilizado de cualquier manera contraria a las instrucciones de este Manual del usuario.
- Modificado de cualquier manera.
- Utilizado por más de una persona a la vez.
- La unidad se utiliza con fines comerciales (alquiler, uso público, etc.).
- Funciona con una batería no suministrada ni recomendada por **igofor**.

El fabricante del patinete eléctrico plegable **igofor**, **no se responsabiliza de pérdidas ni daños incidentales o consecuentes, derivados directa o indirectamente del uso de este producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que esto podría no ser aplicable en su caso.**

El **patinete eléctrico plegable igofor** tiene una garantía de 6 meses a partir de la fecha de compra, mientras que la batería tiene una garantía de 6 meses. El fabricante reemplazará sin cargo alguno cualquier componente defectuoso dentro del período de garantía.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También podría tener otros derechos que varían según el país. Para obtener información completa y actualizada sobre la garantía ofrecida en su país, póngase en contacto con su distribuidor local.

Tarjeta de garantía (solo en papel)